



## OtoClear®

Irrigador otológico para extracción de todo tipo de cerumen en tiempo real tanto para niños como para adultos.

Fácil: con solo insertarlo en la punta de una jeringuilla y presionar se puede empezar a utilizar.

Seguro: El diseño ensanchado impide una sobre inserción. Gracias a sus tres orificios difusores, el agua se dirige contra las paredes del canal auditivo eliminando el riesgo de daño a la membrana timpánica. Al tratarse de un producto de un solo uso, impide la contaminación entre pacientes.

Rápido: El lavado turbulento saca rápidamente la cera del canal del oído a través de los tres orificios de salida.

**Referencia 7200: caja de 40 unidades.**