


# Nuevo Monitor de Presión Intracraneal con baterías recargables



El Nuevo Monitor de Presión Intracraneal posee todas las características del modelo clásico. Adicionalmente, está equipado con baterías recargables que ofrecen más de tres horas de autonomía. Es compatible con todas las Sondas de Presión Intracraneal, con el Monitor CPP y con el Monitor Compliance.

La pantalla digital indica la presión intracraneal media, sistólica y diastólica. Adicionalmente, posee una luz de control de carga y un indicativo del estado de la batería.

Dos conectores en su parte posterior permiten conectar el Monitor de Presión Intracraneal con el monitor de cabecera o registradora y paralelamente, conectar el Monitor de Presión Intracraneal con el Monitor CPP, Monitor Compliance o un ordenador.



## REFERENCIA

Monitor de Presión Intracraneal HDM 29.1

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de medida	- 50 a + 100 mmHg
Pantalla	PIC media PIC Sistólica PIC diastólica Estado de la batería
Autonomía de las baterías	más de 3 horas
Salida de Voltaje	1 V / 50 mmHg
Salida del Monitor de Presión	5µV/mmHg/V
RS 232 C interface	9600 Bd
Clase de Precisión	2
Clase de Seguridad	I Tipo BF

**CD PHARMA**

Camino de Vinateros, 53 - local 6  
28030 MADRID  
Tel. 91 328 01 44 - Fax 91 328 29 70  
E-mail: [info@cd-pharma.com](mailto:info@cd-pharma.com)