



**FICHA TÉCNICA**  
**EasyDrill**  
**Broca autoblocante para perforación craneal**



**DESCRIPCIÓN:**

Brocas autoblocantes para perforación craneal, con tecnología Autostop y geometría de corte única, que permite perforaciones rápidas y suaves.

La punta es antideslizante, garantizando estabilidad y precisión en las trepanaciones.

Cada broca es testada individualmente antes de ser comercializada, generando mayor seguridad en su uso.

Proyectadas para ser utilizadas con conexiones Hudson.

Existen cuatro modelos diferentes identificados por colores.



<b>Modelo</b>
BA0008FAA
<b>Dimensiones</b>
Ø9 X Ø6 X 3 mm

<b>Modelo</b>
BA0010FAA
<b>Dimensiones</b>
Ø14 X Ø11 X 3 mm

<b>Modelo</b>
BA0011FAA
<b>Dimensiones</b>
Ø11 X Ø7 X 3 mm

<b>Modelo</b>
BA0210FAA
<b>Dimensiones</b>
Ø14 X Ø11 X 1.5 mm



### **MODELO 1**

**CODIGO:** BA0008FAA  
**COLOR:** AMARILLO  
**MEDIDAS:** Ø9 X Ø6 X 3MM  
**MATERIAL:** ABS (Enganche) y Acero Inoxidable (Punta)  
**ENCAJADO:** 1 unidad por caja.  
**CADUCIDAD:** 2 años desde su esterilización  
**DE USO ÚNICO. DESECHABLE**



### **MODELO 2**

**CODIGO:** BA0010FAA  
**COLOR:** BLANCO  
**MEDIDAS:** Ø14 X Ø11 X 3MM  
**MATERIAL:** ABS (Enganche) y Acero Inoxidable (Punta)  
**ENCAJADO:** 1 unidad por caja.  
**CADUCIDAD:** 2 años desde su esterilización  
**DE USO ÚNICO. DESECHABLE**



### **MODELO 3**

**CODIGO:** BA0011FAA  
**COLOR:** AZUL  
**MEDIDAS:** Ø 11 X Ø7 X 3MM  
**MATERIAL:** ABS (Enganche) y Acero Inoxidable (Punta)  
**ENCAJADO:** 1 unidad por caja.  
**CADUCIDAD:** 2 años desde su esterilización  
**DE USO ÚNICO. DESECHABLE**



### **MODELO 4**

**CODIGO:** BA0210FAA  
**COLOR:** VERDE  
**MEDIDAS:** Ø14 X Ø11 X 1,5MM  
**MATERIAL:** ABS (Enganche) y Acero Inoxidable (Punta)  
**ENCAJADO:** 1 unidad por caja.  
**CADUCIDAD:** 2 años desde su esterilización  
**DE USO ÚNICO. DESECHABLE**



**USO:** ES EL DOCTOR QUIEN, VALORANDO LA EDAD Y LA SALUD DE SU PACIENTE, DEBE SELECCIONAR EL MODELO Y MEDIDAS QUE SE AJUSTEN MEJOR A CADA CIRCUNSTANCIA. PARTIENDO DE QUE EL CRÁNEO INFANTIL ES MÁS FRÁGIL QUE EL CRÁNEO ADULTO, MICROMAR SUGIERE LA BROCA CON CÓDIGO BA0210FAA PARA USO PEDIÁTRICO. PERO LA DECISIÓN DEL MODELO A ELEGIR DEBE SER REALIZADA POR EL DOCTOR.

**MICROMAR EUROPE SL**

AVDA. MADRID, 19 1º F. 45003. TOLEDO. ESPAÑA

Tel.: +34 925 256 783 / +34 675 147 783

[www.micromar.com](http://www.micromar.com)